



Modellvergleich und Details

Automatische Pipettieranlagen

	PT 600	PT 600.1	PT 300
Außenmaße (BxTxHcm)	2120x1100x2080	2070x1020x2000	1450x790x1920
Gewicht (kg)	740	740	400
Roboter (Anzahl)	3	3	2
Pipetten (Anzahl)	2	2	1
Proben pro Stunde	600	600	300
Verschluss Arten	Geschraubt & gesteckt		
Pipetten Modelle kompatibel	Eppendorf Research Plus & F1-ClipTip manuell (weitere optional)		
Pipettenspitzen kompatibel	Eppendorf und ClipTip 200µL, 1000µL, 1200µL		
Pipettierbare Menge	40µL – 650µL		
Zusatz Optionen	-	-	Siehe Flyer
Preis	Auf Anfrage		

Kontaktieren Sie uns:

D&T Engineering GmbH

p.feldl@dt-gmbh.com

Peter Feldl
Neuhaus 4
D-84539 Ampfing

+49 (0) 170 9975343
www.dt-gmbh.com



Model comparison and details

Automatic pipetting systems

	PT 600	PT 600.1	PT 300
External dimensions (LxWxHcm)	2120x1100x2080	2070x1020x2000	1450x790x1920
Weight (kg)	740	740	400
Robots (number)	3	3	2
Pipettes (number)	2	2	1
Samples per hour	600	600	300
Closure types	Screw cap & plug cap		
Pipette models compatible	Eppendorf Research Plus & F1-ClipTip manual (others optional)		
Pipette tips compatible	Eppendorf and ClipTip 200µL, 1000µL, 1200µL		
Pipettable amount	40µL – 650µL		
Additional options	-	-	see Flyer
Price	On demand		

Contact us:

D&T Engineering GmbH

p.feldl@dt-gmbh.com

Peter Feldl
Neuhaus 4
D-84539 Ampfing

+49 (0) 170 9975343
www.dt-gmbh.com